

ストーマ用品メーカー装着期間比較一覧表 (目安)

メーカー	(短期交換の皮膚保護剤)	(装着期間)	(溶け具合)	単品系 (ワンピース)		二品系 (ツーピース)	
ホリスター	ソフトフレックス皮膚保護剤	1-4日	約1cm	モデルマフレックスロックロール モデルマフレックスウロ	モデルマフレックス凸面ロックロール モデルマフレックス凸面ウロ	ニューイメージSFF	
ダンサック	GX親水性皮膚保護剤	1-2日 1-3日 1-4日 1-5日		ノバ1クロース群 ノバ1フォールドアップ ノバ1フォールドアップX3、ノバ1ウロストミーX3 ノバ1フォールドアップソフトコンベックス	ノバ1インファント、ダンサックソロシリーズ ノバ1ドレイン ノバ1、フォールドアップコンベックス、ノバ1イレオストミー	ノバ2リング、ノバ2X3リング、 ノバ2ソフトコンベックスリング	
コンパテック	バリケア	1-2日		アクティブライフドレインパウチST-2 エスティームシリーズ アクティブライフ術直後パウチS			
コロプラスト	ニュースイスロールER	1-3,4日		アシュラコンフォートEC アシュラコンフォートLC EC	アシュラコンフォートワイドEC アシュラコンフォートLC ワイドEC	アシュラセルフプレートER アシュラセルフプレートLC	イージフレックス プレートER イージフレックス プレートER-LC
ビーブラウン (村中医療器株式会社)	CPB	1-2,3日		フレキシマフローコントロール フレキシマ 開放型 フレキシマ 密閉型	プロキシマ 開放型 プロキシマ 密閉型		
アルケア	KPB系	1-2日		ユーケアC/Cc/D/Dc/TD/TDc	プロケア-1・C		
	ウロ用皮膚保護材	2-3日		ユーケア・U	ユーケア-1・Uc		
	高緩衝能皮膚保護材	2-3日	イレファインド	イレファインドキャップ			

メーカー	(中期交換の皮膚保護剤)	(装着期間)	(溶け具合)	単品系 (ワンピース)		二品系 (ツーピース)	
ホリスター	フレックスウェア皮膚保護剤	3-5日	約1cm	凸面しなやかドレイン 凸面しなやかウロ	お好みカットしなやかドレイン お好みカットしなやかウロ	ニューイメージFWF ニューイメージFWF凸面	ニューイメージFWFテープ付 ニューイメージFWF凸面テープ付
ダンサック	GX親水性皮膚保護剤	1-3日 1-4日 1-5日		ノバ1フォールドアップ ノバ1フォールドアップX3、ノバ1ウロストミーX3 ノバ1フォールドアップソフトコンベックス	ノバ1ドレイン ノバ1フォールドアップコンベックス、ノバ1イレオストミー	ノバ2リング、ノバ2X3リング、 ノバ2ソフトコンベックスリング	
コンパテック	バリケア	3-5日		アクティブライフドレインパウチDX	アクティブライフユリナパウチ	バリケアアナチュラフランジ バリケアアナチュラソフトフランジ エスティームシナジーウェハー/ハイドロウェハー バリケアオートロックソフトフランジ	バリケアアナチュラハイドロフランジ バリケアオートロックソフトフランジ
コロプラスト	ニュースイスロール	2-4日		アシュラコンフォートコンベックスEC	アシュラウロバッグ アシュラウロバッグAC	アシュラセルフプレートT アシュラセルフプレートAC	アシュラセルフプレートG
ビーブラウン (村中医療器株式会社)	CPB	2-3日		フレキシマウロ	フレキシマウロシルク		
		3-5日				アルマリスツインプラスフランジ アルマリスツインプラスコンベックスフランジ	アルマリスツインプラスダブルフランジ
アルケア	KPB系	3-5日		プロケア-1・D	プロケア-1・Dc	プロケア-2・F/FA/Fc	ユーケア-2・F/Fc

メーカー	(長期交換の皮膚保護剤)	(装着期間)	(膨潤具合)	単品系 (ワンピース)		二品系 (ツーピース)	
ホリスター	フレックステンド皮膚保護剤	4-7日	約1.5cm	モデルマフレックスフレックステンドロックロール モデルマフレックスフレックステンドウロ	モデルマフレックスフレックステンド凸面ロックロール モデルマフレックスフレックス フレックステンド凸面ウロ	ニューイメージFTF ニューイメージFTF凸面	ニューイメージFTFテープ付 ニューイメージFTF凸面テープ付
ダンサック	該当なし						
コンパテック	デュラヘーシブ	5-7日	1	アクティブライフドレインパウチCD アクティブライフユリナパウチCD	アクティブライフウロストミーパウチ	2	デュラヘーシブアナチュラフランジ デュラヘーシブアナチュラソフトフランジ デュラヘーシブアナチュラMCフランジ バリケアオートロックデュラヘーシブソフトフランジ
コロプラスト	ニュースイスロールクリアー	3-5日	約1.5cm	アシュラウロバッグU-Fitクリアー	アシュラウロバッグU-Fitクリアー-LC	アシュラセルフプレートクリアー アシュラセルフプレートクリアー-AC	アシュラセルフプレートクリアー-LC イージフレックスプレートクリアー
ビーブラウン (村中医療器株式会社)	該当なし						
アルケア	ウロ用皮膚保護材	4-7日	約1cm	プロケア-1・U	プロケア-1・Uc	ユーケア-2・Fu プロケア-2・FAウロ	ユーケア-2・Fuc プロケア-2・Fcウロ

(膨潤具合(目安))

1
2

凸面部が全体的に白く変色したら
フランジ内側が全体的に白く変色したら

(装着期間)、(溶け具合)、(膨潤具合)はあくまで目安になります。皮膚や腸壁の状態、排泄物の性状、季節などにより異なります